



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "08" 12. 2016 року

№ 602-123-20-3/2949

Об'єкт експертизи: Терморегулятори: terneo st, terneo s, terneo ax, terneo sx, terneo fl, terneo vt, terneo mex, terneo rol, terneo pro, terneo pro-din, terneo pro-z, terneo rtp, terneo b, terneo b20, terneo b30, terneo rk, terneo rk20, terneo rk30, terneo rk тер.уч., terneo sn, terneo sn20, terneo sn30, terneo sneg, terneo kt, terneo Beert, terneo tpa, terneo k2, terneo xd, terneo rz, terneo sz, terneo zx, terneo a, terneo eg

виготовлений у відповідності із ТУ У 33.2-3024603335-001-2003 "Терморегулятори. Технічні умови"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 26.51.70-15.00; 9032 10 20 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для керування кліматичним обладнанням при зміні температури в житлових, громадських та промислових приміщеннях, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна, ТОВ "ДС ЕЛЕКТРОНІКС", 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3, тел/факс: (044) 485-15-01, e-mail: vaulina@dse.com.ua, код за ЄДРПОУ 35614306

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ДС ЕЛЕКТРОНІКС", 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3, тел/факс: (044) 485-15-01, e-mail: vaulina@dse.com.ua, код за ЄДРПОУ 35614306

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Параметри електромагнітних випромінювань для офісних та виробничих приміщень: напруженість електричного поля промислової частоти 50 Гц (ГДР, не більше) 5 кВ/м протягом 8 годин, напруженість магнітного поля промислової частоти 50 Гц при постійному впливі (ГДР, не більше) 1,4 кА/м протягом 8 годин відповідно до вимог ДСанПіН 3.3.6.096-2002 "Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів"; для населення: напруженість електричного поля промислової частоти 50 Гц (ГДР, не більше) 0,5 кВ/м відповідно

до вимог ДСан ПіН 239-96 "Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні дотримуватись рекомендацій виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Терморегулятори: terneo st, terneo s, terneo ax, terneo sx, terneo fl, terneo vt, terneo mex, terneo rol, terneo pro, terneo pro-din, terneo pro-z, terneo rtp, terneo b, terneo b20, terneo b30, terneo rk, terneo rk20, terneo rk30, terneo rk теп.ус., terneo sn, terneo sn20, terneo sn30, terneo neg, terneo kt, terneo Beert, terneo tpa, terneo k2, terneo xd, terneo rz, terneo sz, terneo zx, terneo a, terneo eg виготовлені у відповідності із ТУ У 33.2-3024603335-001-2003 "Терморегулятори. Технічні умови" за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 33.2-3024603335-001-2003 "Терморегулятори. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 876 від 08 листопада 2016 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
завідувач лабораторії випробувань
транспортних засобів та продукції
машинобудування
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"
М.П.



Захаренко М.І.